

Ambu® LifeKey®

English:

1. Unfold the mask.
2. "PATIENT" facing the victim.
"ПІЦІТАР" facing the rescuer.
Position on the victim's face.
3. Place loops behind ears of the victim.



Mouth to
nose



Mouth to
mouth

Deutsch:

1. Maske entfalten.
2. "PATIENT" Patientenseite.
"ПІЦІТАР" Helferseite.
Am Gesicht des Patienten
platzieren.
3. Schlaufe hinter den Ohren
des Patienten befestigen.



Mund zu
Nase



Mund zu
Mund

Français:

1. Déplier le masque.
2. "PATIENT" face au patient.
"ПІЦІТАР" face au sauveteur.
Appliquez le masque sur le
visage, les élastiques autour
des oreilles.
3. Fixer les élastiques aux oreilles
de la victime.



Bouche à
nez



Bouche à
bouche

Español:

1. Sacar la máscara.
2. "PATIENT" de cara al paciente.
"ПІЦІТАР" de cara al socorrista.
Colocarla en la cara de la
víctima.
3. Poner los lazos detras de las ore-
jas de la víctima.



Boca a
nariz



Boca a
boca

Svenska:

1. Ta fram masken.
2. "PATIENT" vänder mot
patienten.
"ПІЦІТАР" vänder mot
livräddaren.
Placera den över offrets ansikte.
3. Fäst masken vid offrets öron.



Mun till
näsa



Mun til
mun

Italiano:

1. Togliere la maschera.
2. "PATIENT" di fronte al paziente.
"ПІЦІТАР" di fronte al soccorritore.
Posizionarla sulla faccia della
vittima.
3. Porre gli elastici dietro le
orecchie della vittima.



Bocca
naso



Bocca
bocca

Ambu® LifeKey®

Português:

1. Retire a máscara.
2. "PATIENT" virado para o paciente.
"ΤΙΞΙΤΑΡ" virado para o operador.
Coloque no rosto da vítima.
3. Coloque no rosto, elásticos nas orelhas da vítima.



Boca a nariz



Boca a boca

Dansk:

1. Fold masken ud.
2. "PATIENT" vender mod ofret.
"ΤΙΞΙΤΑΡ" vender mod livredderen.
Placeres på ofrets ansigt.
3. Masken fastgøres ved ofrets øre.



Mund til næse



Mund til mund

Nederlands:

1. Ontvouw het masker.
2. "PATIENT" met het gezicht naar de patiënt.
"ΤΙΞΙΤΑΡ" met het gezicht naar de helper.
Plaats op het gelaat van de patient.
3. Plaats de lussen achter de oren van de patiënt.



Mond-op-neus



Mond-op-mond

Suomi:

1. Levitä maski auki.
2. Aseta maski potilaan kasvoille niin, että teksti "PATIENT" on potilasta päin ja teksti "ΤΙΞΙΤΑΡ" elvyttäjää päin.
3. Vedä maskin nauhat potilaan korvien taakse.



Suusta nenään



Suusta suuhun

Norsk:

1. Ta fram masken.
2. "PATIENT" vender mot pasjenten.
"ΤΙΞΙΤΑΡ" mot livredderen.
Plaser masken over pasjentens ansikte.
3. Plaser strikket bak ørene på pasjenten.



Munn til nese



Munn til munn

Ελληνικά:

1. Ξεδιπλώστε τη μάσκα.
2. Η λέξη "PATIENT" πρέπει να βλέπει προς τον ασθενή, ενώ το προσωπικό πρέπει να βλέπει "ΤΙΞΙΤΑΡ". Τοποθετήστε τη στο πρόσωπο του ασθενούς.
3. Τοποθετήστε τις θηλίες πίσω από τα αυτιά του ασθενούς.



Στόμα με μύτη



Στόμα με στόμα