

1990 - 2010

20 Jahre Deutsche Einheit

Feiern Sie mit uns !

40 Jahre mussten wir Deutschen in zwei sehr unterschiedlichen Staaten leben und haben sehr unter dieser Trennung gelitten. Insbesondere wir als Berliner Unternehmen mit Berliner Mitarbeitern, die seit 1961 auch noch durch die Mauer z.T. von Familien und Freunden getrennt waren, haben uns die Wiedervereinigung so sehr herbeigewünscht.

Jetzt sind wir schon seit 20 Jahren ein vereintes Land. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Unser Beitrag zur Feier sind zwei sehr günstige Jubiläumspakete für zwei Top-Autoklaven, die wir Ihnen zu Super-Preisen anbieten und trotzdem sind sie: **made in Germany.**

Euroklav®23 VS+

Er erfüllt als „Klasse S“ Autoklav alle Forderungen der Europa-Norm EN 13060. Mit seiner großen Sterilisierkammer (22 Liter) ist der Euroklav®23VS+ erste Wahl für alle Praxen, die keine Eingriffe mit sog. „kritisch B“ – Hohlkörperinstrumenten durchführen. Die Dokumentation gehört nach §4 der Med.Prod. Betr.VO unbedingt zu einer sicheren Instrumentenaufbereitung.



Vacuklav®23 B+

Dieser High-Tec Autoklav der „Klasse B“ erfüllt mit seinem Leistungsspektrum alle Ansprüche an einen Praxisautoklaven, der sowohl im diagnostischen, wie auch im chirurgischen Umfeld zum Einsatz kommt. Mit Schnell-Programmen für unverpackte (14 Minuten) und verpackte (28 Minuten) Instrumente! Auch hier gilt: Die Dokumentation wird für eine sichere Instrumentenaufbereitung verlangt!

Euroklav®23 VS+	4.455,- €
3 Tablettis	144,- €
MELAflash CF-Card-Printer	530,- €
	5.129,- €

Jubiläums-Paket-Preis 3.599,- €*

Sie sparen 1.530,- € = 30%

*Alle Preise zuzüglich 19% MwSt., Angebot gültig bis zum 3.10.2010.

Vacuklav®23 B+	7.485,- €
3 Tablettis	144,- €
MELAflash CF-Card-Printer	530,- €
	8.159,- €

Jubiläums-Paket-Preis 5.299,- €*

Sie sparen 2.860,- € = 35%

Qualität - made in Germany



www.melag.de

MELAG

competence in hygiene