

OP-Handschuhe aus Latex  
leicht gepudert, steril, anatomisch geformt,  
für den Einmalgebrauch



# Reference™ OP



01/2005

Premium Qualität  
niedrige Proteinwerte  
frei von Thiuramen und Farbstoffen

CE 0124

OP-Handschuhe aus Latex, steril

# Reference™ OP



## ➤ Das Produkt mit dem „Plus an Modulus“

Hochanschmiegsame und sehr dehnbare Latex-Struktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauhung für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten im täglichen OP-Einsatz

## ➤ Die Innovation: OPTIFIT PLUS-Passform

Zur Realisierung der jüngsten Entwicklungsstufe wurde die Paßform jeder numerischen Halbgröße einer Neugestaltung unterzogen, um Langzeitanwendern im operativen Feld über mehrere Stunden ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

## ➤ Die Hautfreundlichkeit

Einsatz möglich bei **Typ-IV-Allergien** (Thiurame und Thioharnstoffe).  
Wenden Sie sich bitte bei Allergiefragen zu Handschuhen an uns.  
Aus dermatologischer Sicht ist REFERENCE™ OP **hilfsstoffarm**.

## ➤ Die Sicherheit

Diese OP-Handschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EEC Medizinprodukte
- dem deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetz (MPG)
- den nationalen Gesetzen der anderen EU-Mitgliedstaaten auf Basis der Richtlinie
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie 93/42 EEC, darunter EN 455-1 (Dichtheit), EN 455-2 (physikalische Eigenschaften), EN 455-3 (biologische Bewertung), EN ISO 13485 (Besondere Anforderungen für die Anwendung von EN ISO 9001:2000)

Größe	Art.-Nr.	Box	Karton	Euro-Palette
6,0	93216	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
6,5	93216,5	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
7,0	93217	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
7,5	93217,5	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
8,0	93218	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
8,5	93218,5	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
9,0	93219	50 Paar	6 Boxen	24 Karton