

# BCI 3401-003 Pulsoximeter

...inklusive Gummischutzhülle und Fingerclipsensor



**Überwachungsparameter:**  
Sauerstoffsättigung,  
Pulsfrequenz und -stärke

➤ **Lieferumfang:**

- Tragbares Pulsoximeter BCI-3401-003
- Wieder verwendbarer Fingersensor
- 4x Alkaline Batterien
- Bedienungsanleitung
- Gummischutzhülle

➤ **OPTION:**

- Dokumentations-Software mit GDT-Schnittstelle zur Praxissoftware
- SpO<sup>2</sup> Abnehmer in allen Ausführungen



**Vertrieb durch:**

[www.praximed.com](http://www.praximed.com)  
[info@praximed24.eu](mailto:info@praximed24.eu)  
Fax 037754-2393

## Technische Daten

- **SpO<sub>2</sub>**  
Messbereich: 0-99%  
Genauigkeit: +/- 2% bei 70-99%
- **Pulsfrequenz**  
Messbereich: 30-254 Schläge/min.  
Genauigkeit: +/- 2% bei 30-254 Schläge/min.
- **Display**  
SpO<sub>2</sub>: Selbstleuchtende LED  
Pulsfrequenz: Selbstleuchtende LED  
Pulsstärke: LED-Balkenanzeige
- **Speicher**  
Automatische Speicherung (30s Rhythmus) von bis zu 99 Patienten über insgesamt ca. 14 Stunden
- **Stromversorgung**  
4 Alkali-Batterien oder Akkus des Typs „AA“ (Mignon)
- **Batteriekapazität**  
24 Stunden im kontinuierlichen Betrieb
- **Abmessungen**  
70 x 168 x 36mm (B x H x T)
- **Gewicht**  
369g mit Batterien
- **Garantie**  
2 Jahre
- **CE-Zeichen**



Vertreib durch:



MESA Medizintechnik  
GmbH

Postfach 1152  
Schärflmühlweg 4  
D-83671 Benediktbeuern  
Tel.: +49 8857 6918-0  
Fax: +49 8857 6918-29  
[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)  
[info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)

