

Dentalhandschuhe aus Latex  
für hochinfektiöse Situationen  
puderfrei, unsteril, anatomisch geformt  
für den Einmalgebrauch



# Gentle Skin® Anatom



**Mit Extralangem Schaft**

mikrogeraut  
sehr allergenarm

arm an Proteinen  
arm an Akzeleratoren  
frei von Thiuramen

MDD 93/42/EEC



EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby  
Meditrade GmbH  
Kiefersfelden  
GERMANY



# Gentle Skin®

## Anatom

### ► Die Puderfreiheit ist wichtig für den Zahnarzt, weil Puder

- das Abbinden von Abdruckmaterialien verzögern kann
- Infektionen nach Implantationen verursachen kann

### ► Die Oberflächenveredelung

- beseitigt den Puder als „Allergievermittler“,
- reduziert den Akzeleratoranteil quantitativ deutlich, und
- ist die wirksamste Methode, Proteine zu reduzieren.

Das Resultat ist ein sehr allergenarmer Handschuh.

### ► Die OPTIFIT-Passform

Die Passform wurde einer Neugestaltung unterzogen, um über die Sprechstundenzeit ermüdungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

### ► Die Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) und EN 374-1, -2, -3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

**Hinweis:** Unsere "Gentle Med Cremelotion W/O" ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

Größe	REF	Box	Karton	Europalette
6,5	202165	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
7,0	20217	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
7,5	202175	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
8,0	20218	25 Paar	6 Boxen	60 Karton
8,5	202185	25 Paar	6 Boxen	60 Karton