

Untersuchungshandschuhe aus Latex
für hochinfektiöse Situationen
puderfrei, unsteril, beidhändig passend
für den Einmalgebrauch



Gentle Skin[®] classic

Gentle Skin[®] classic x-long

Vertrieb durch:

www.praximed.com
info@praximed24.eu
Fax 037754-2393



mikrogeraut
sehr allergenarm
arm an Proteinen
arm an Akzeleratoren
frei von Thiuramen

Die klassische Qualität

Ideal für alle
Notfallsituationen,
Rettungsdienste,
Intensivpflege

20% mehr Latexeinsatz

MDD 93/42/EEC



EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY



Gentle Skin® classic

Gentle Skin® classic x-long

► Die Klassische Qualität

- Einer der beliebtesten puderfreien Latex-Handschuhe am Markt
- Erhöhter Latex-Materialeinsatz für mehr Schutzgefühl
- Sicherer Umgang im Rettungswesen und Notfallmedizin
- Hohe Arbeitssicherheit auch in industriellen Bereichen
- Äußerst effektive Allergenreduzierung durch Tests nachgewiesen

► Die Oberflächenveredelung

- ersetzt die Puderung, also den „Allergievermittler“,
- reduziert den Akzeleratoranteil quantitativ deutlich, und
- ist die wirksamste Methode, Proteine zu reduzieren.

Das Resultat ist ein **sehr allergenarmer** Handschuh.

► Die Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) und EN 374-1, -2, -3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Hinweis: Unsere „Gentle Med Cremelotion W/O“ ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

Gentle Skin classic	REF	Box	Karton	Europalette
X-klein (XS = 5–5,5)	1221RXS	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
klein (S = 6–6,5)	1221RS	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
mittel (M = 7–7,5)	1221RM	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
groß (L = 8–8,5)	1221RL	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
X-groß (XL = 9–9,5)	1221RXL	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
Gentle Skin classic x-long	REF	Box	Karton	Europalette
klein (S = 6–6,5)	1223RS	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
mittel (M = 7–7,5)	1223RM	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
groß (L = 8–8,5)	1223RL	100 Stück	10 Boxen	36 Karton