

Untersuchungshandschuhe aus Latex
Für hochinfektiöse Situationen
Puderfrei, unsteril, beidhändig passend
Für den Einmalgebrauch



Gentle Skin®

grip

Vertrieb durch:

www.praximed.com
info@praximed24.eu
Fax 037754-2393



rutschfest
mikrogeraut
sehr allergenarm

arm an Proteinen
arm an Akzeleratoren
frei von Thiuramen

MDD 93/42/EEC



EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY

Untersuchungshandschuhe aus Latex



Gentle Skin®

grip

Die besondere Qualität

Hochmoderne ONE-STEP-Fertigung mit INLINE-Veredelung und Polymer-Wash-Treatment

Die Oberflächenveredelung

- ersetzt die Puderung, also den „Allergievermittler“
- reduziert den Akzeleratoranteil quantitativ deutlich und
- ist die wirksamste Methode, Proteine zu reduzieren

Das Resultat ist ein **sehr allergenarmer** Handschuh.

Die Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) und EN 374-1, -2, -3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Hinweis: Unsere „Gentle Med Cremelotion W/O“ ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

Größe	REF	Box	Karton	Europalette
X-klein (XS)	1221GRIP-XS	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
klein (S)	1221GRIP-S	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
mittel (M)	1221GRIP-M	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
groß (L)	1221GRIP-L	100 Stück	10 Boxen	36 Karton
X-groß (XL)	1221GRIP-XL	100 Stück	10 Boxen	36 Karton