




Medibox® | Technisches Datenblatt

Entsorgungsbehälter für scharfe und spitze Gegenstände

Behältervarianten		Medibox® 0,7 L	Medibox® 3 L	Medibox® 5 L
REF		9193405	9193413	9193421
Volumen	Gesamt	0,72 L	3,0 L	5,0 L
	max. Füllvolumen	0,58 L	2,4 L	4,0 L
Abmessung	Höhe (inkl. Deckel)	13,0 cm	15,5 cm	25,8 cm
	Breite (Oberseite)	11,6 cm	19,8 cm (ohne Griff)	19,8 cm (ohne Griff)
	Tiefe (Oberseite)	7,5 cm	14,1 cm (ohne Griff)	14,1 cm (ohne Griff)
	Wandstärke	1,9 mm	1,7 mm	1,7 mm
Material		Polypropylen (PP)		
Farbe	Behälter	weiß (Etikett: gelb)		
	Deckel	weiß		
Verschluss		wiederverschließbarer Verschluss irreversibler Endverschluss		
Gültige Standards		Norme Francaise NF X 30-500 (1999), British Standard BS 7320 (1990)		
Qualitätszertifikat		DIN EN ISO 9001		
Produktklassifizierung		Bedarfsgegenstand <small>Med. Entsorgungsbehälter sind keine Medizinprodukte gem. Medizinprodukte Richtlinie 93/42/EWG</small>		

Abwurfmöglichkeiten für

Dentalkanülen	(1)
Luer Kanülen	(1, 5, 7)
Luer Sicherheitskanülen	(5, 8)
Luer-lock Kanülen	(1, 6)
Luer-lock Sicherheitskanülen	(6, 8)
Penkanülen	(1)
Halterung für Penkanülen-Schutzkappen	(2, 3)
Skalpell-Klingen	(4)
verschiedene med. Instrumente	(8)



Alle Angaben sind typische Einzelwerte; Änderungen vorbehalten.

Sparte OPM | Dokument-Nr.: TD-Medibox | Ausgabe: September 2009 | Seite 1 von 1