


OP-Handschuhe aus Latex
puderfrei, steril, anatomisch geformt
extra tastsensibel, paarweise verpackt
für den Einmalgebrauch



Micro OP®



extra tastsensibel
speziell geeignet für die
Mikrochirurgie, Neurologie, Ophthalmologie
niedrige Proteinwerte
frei von Thiuramen

08/2007

MDD 93/42/EEC

CE 0124

EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY



Micro OP®

► Tastsensibilität und Sicherheit

Speziell für fein chirurgische Anwendungen wurde ein etwas dünnerer Handschuh mit optimaler Tastsensibilität entwickelt. Trotz der geringeren Wandstärke des Handschuhs wird höchste Sicherheit durch die Erfüllung aller Standards und Normen gewährleistet. Die Farbe der Handschuhe ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten speziell im Bereich der Ophthalmologie.

► Die Hautfreundlichkeit

Micro OP® ist ein allergen- und proteinarmer OP-Handschuh für höchste Ansprüche.

► Qualitätskontrolle

Die einwandfreie Qualität und Erfüllung aller Standards wird gewährleistet durch:

- mehrerer parallele EN ISO 9001, EN 13485 zertifizierte Qualitätssicherungssysteme
- die Erfüllung höchster Dichtigkeitsstandards und der EN-Normen 455-1, -2, -3
- regelmäßige Produktionsüberwachung durch namhafte unabhängige Institute
- Überwachung der Sterilisation nach EN 11137

Hinweis: Unsere "Gentle Med Cremelotion W/O" ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

Größe	REF	Box	Karton	Euro-Palette
6,0	90316	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
6,5	903165	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
7,0	90317	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
7,5	903175	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
8,0	90318	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
8,5	903185	50 Paar	6 Boxen	24 Karton
9,0	90319	50 Paar	6 Boxen	24 Karton