

OP-Handschuhe aus Neopren,
puderfrei, latexfrei, steril,
anatomisch geformt,
für den Einmalgebrauch



Neopretex[®] OP



AQL 0,65

MDD 93/42/EEC



EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY

07/2010

- frei von Proteinen und Thiuramen
- arm an Akzeleratoren



Neopretex® OP

Die erste Wahl bei latexfreien OP-Handschuhen

Meditrade Neopretex® puderfreie OP-Handschuhe aus Polychloropren, bekannt auch als Neopren, entsprechen in ihren Trageeigenschaften praktisch OP-Handschuhen aus Naturkautschuklatex.

- Wesentlich bessere Trageeigenschaften als bei Handschuhen aus Nitrilbutadienkautschuk
- Hochelastische Formel gewährt Schutz gegen Mikroperforation beim Anziehen und bei der Arbeit
- Vergleichbarer Faktor für „Tensile Strength“ wie bei Latex-OP-Handschuhen führt zu gutem Anziehverhalten
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch optimierte anatomische Passform und abgestimmtem Modulus
- Die erste Wahl für Typ I Allergiker und bei potenziell gefährdeten Patienten

Die Sicherheit

Diese OP-Handschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Hinweis:

Unsere "Gentle Med Cremelotion W/O" ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

Größe	REF	Box	Karton	Europalette
6,0	95216	50 Paar	4 Boxen	54 Karton
6,5	952165	50 Paar	4 Boxen	54 Karton
7,0	95217	50 Paar	4 Boxen	54 Karton
7,5	952175	50 Paar	4 Boxen	54 Karton
8,0	95218	50 Paar	4 Boxen	54 Karton
8,5	952185	50 Paar	4 Boxen	54 Karton
9,0	95219	50 Paar	4 Boxen	54 Karton