

# OxiPen Pulsoximeter

...inklusive Fingerclipsensor



**Überwachungsparameter:**  
Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz

➤ **Lieferumfang:**

- Tragbares Pulsoximeter OxiPen
- Fingerclipsensor SPF-3227
- 2x Batterie Typ AAA
- Bedienungsanleitung

➤ **OPTION:**

- Y-Sensor Typ SPY-3227
- Ohrsensor Typ SPES-3227
- Kleiner Fingerclipsensor Typ SPFS-3227
- Wrapsensor Typ SPW-3227
- Einmalsensoren Typ SPD-3227-\*

Y-Sensor Typ SPY-3226



...zum Beispiel...

Ohrsensor Typ SPES-3226



Vertrieb durch:

www.praximed.com  
info@praximed24.eu  
Fax 037754-2393

## Technische Daten

- **SpO2**
  - Messbereich: 45-100%
  - Genauigkeit: +/- 2% bei 70-100%
- **Pulsfrequenz**
  - Messbereich: 20 - 300 Schläge/min.
  - Genauigkeit: +/- 1 bpm bis 100 bpm und +/- 1% >100 bpm
- **LCD Display**
  - LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung und roter, orange und grüner LED. Anzeige von %SpO2, Pulsrate, Signalqualität, Bargraph, Batteriestatus und Sensorstatus
- **Pulston**
  - Tonhöhe veränderbar (abhängig von der gemessenen O2-Sättigung)
- **Signal**
  - Akustische und visuelle Signale (Pulsfrequenz, Sensorstatus, Systemfehler und Batteriezustand) Signal: An/Aus Funktion mit automatischer Wiedereinschaltung nach 3 Minuten.
- **Stromversorgung**
  - 2 x AAA ALKALINE
- **Betriebsdauer**
  - Ca. 15 Stunden
- **Abmessungen**
  - 32 x 136 x 24 mm (B x H x T)
- **Gewicht**
  - ca. 72g mit Batterien
- **Garantie:** 2 Jahre
- **CE-Zeichen**

Vertreib durch:



MESA Medizintechnik  
GmbH

Postfach 1152  
Schärflmühlweg 4  
D-83671 Benediktbeuern  
Tel.: +49 8857 6918-0  
Fax: +49 8857 6918-29  
www.mesamed.de  
info@mesamed.de

