

# *Lieferumfänge 2009*

## **Sauerstoffmedizin**

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

Die vorliegende Preisliste ist gültig ab 01.08.2009 bis zum Erscheinen der Folgeliste. Hinweis: Unsere Preislisten werden regelmäßig und kurzfristig angepaßt. Bitte informieren Sie sich vor einer Bestellung bei uns, z.B. auf unserer Homepage [www.weinmann.de](http://www.weinmann.de) unter Ihrem Kunden-Login, oder telefonisch unter +49-(0)40-547 02-0, welche Ausgabe unserer Preisliste derzeit aktuell ist. Aktuelle Preislisten erhalten Sie ebenfalls hier. Alle früheren Preislisten verlieren zum Stichtag der jeweils neuesten Preisliste ihre Gültigkeit. Konstruktions-, Ausstattungs- und Designänderungen insbesondere durch laufende Weiterentwicklung neuer Produktions-Serien vorbehalten. Jede Form der Verwertung und Nutzung der Urheberrechte an und aus dieser Veröffentlichung steht ohne ausdrückliche Gestattung allein der Fa. WEINMANN zu.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Sauerstoffmedizin</b>	<b>1</b>
<b>Sauerstoff-Konzentratoren</b>	<b>1</b>
OXYMAT 3	1
Zubehör und Ersatzteile	3
Mess- und Prüfmittel	5
<b>Sauerstoff-Sparsysteme</b>	<b>6</b>
OXYTRON 3 mit Akkupack	6
OXYTRON 3 mit Batterie	7
Zubehör und Ersatzteile	9
CYPRESS	11
Zubehör und Ersatzteile	12
<b>Sauerstoff-Geräte</b>	<b>14</b>
OXYBAG Hit	14
tragbares Sauerstoff-Gerät	
OXYFLOW Basic	16
mobiles Sauerstoff-Gerät	
OXYFLOW Revi	19
mobiles Sauerstoff-Gerät	
Zubehör und Ersatzteile	20
<b>Sauerstoff-Druckminderer-Systeme</b>	<b>29</b>
OXYWAY Fix	29
OXYWAY Fine	32
OXYWAY Fast	37
Zubehör und Ersatzteile	40
<b>Applikationssysteme für die Sauerstoff-Therapie</b>	<b>42</b>
Sauerstoff-Brillen	42
<b>Absauggeräte</b>	<b>44</b>
ACCUVAC Basic	44
Zubehör und Ersatzteile	44
Zubehör und Ersatzteile für Mehrweg-Sammelbehälter	46
Zubehör und Ersatzteile für Einmal-Sammelbehälter	47
Absaugkatheter für Absauggeräte	48
<b>Serviceleistungen</b>	<b>50</b>
Flaschenfüllungen (Sauerstoff)	50
TÜV-Gebühren	50
Arbeitskosten	50
O2-Flaschenumlackierungen (weiß)	50
Wartungspauschalen für Sauerstoff-Druckminderer	50

## Sauerstoffmedizin

### Sauerstoff-Konzentratoren

#### OXYMAT 3

- WM 13010 OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator,  
kompl. mit Dosiermonitor für Erwachsene  
HMV-Pos.Nr. 14.24.04.0039  
Lieferumfang:  
OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator (WM 13005)  
Sauerstoff-Dosiermonitor, kompl. für Erwachsene,  
Dosierung 0,5 - 5 l/min mit Sprudler-Anfeuchter  
(WM 13700)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Ohrbügeln und  
Verbindungsschlauch, 1,5 m (WM 1929)  
Verbindungsschlauch OXYMAT /Dosiermonitor,  
20 m (WM 12330)  
Verbindungsschlauch für Sauerstoff-Brille,  
Ø 4/7 mm, 3 m (WM 5720)  
Ab Seriennummer 43.000 mit 5 Jahren Garantie.
- WM 13020 OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator, kompl.  
mit Dosiermonitor für Kinder  
HMV-Pos.Nr. 14.24.04.0038  
Lieferumfang:  
OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator (WM 13005)  
Sauerstoff-Dosiermonitor, kompl. für Kinder,  
Dosierung 0,2 - 3 l/min mit Sprudler-Anfeuchter  
(WM 13770)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Verbindungs-  
schlauch für Kinder, 2,1 m (WM 1921)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Verbindungs-  
schlauch für Babys, 2,1 m (WM 1920)  
Verbindungsschlauch OXYMAT /Dosiermonitor,  
20 m (WM 12330)  
Verbindungsschlauch für Sauerstoff-Brille,  
Ø 4/7 mm, 3 m (WM 5720)  
Ab Seriennummer 43.000 mit 5 Jahren Garantie.
- WM 13017 OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator, kompl.  
mit Dosiermonitor für RESPIFLO, für Erwachsene  
Lieferumfang:  
OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator (WM 13005)  
Sauerstoff-Dosiermonitor für Erwachsene, Dosie-  
rung 0,5 - 5 l/min mit Adapter für RESPIFLO /  
Kendall (ohne Sprudler-Anfeuchter) (WM 13715)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Ohrbügeln und  
Verbindungsschlauch, 1,5 m (WM 1929)  
Verbindungsschlauch OXYMAT /Dosiermonitor,  
20 m (WM 12330)  
Verbindungsschlauch für Sauerstoff-Brille,  
Ø 4/7 mm, 3 m (WM 5720)  
Ab Seriennummer 43.000 mit 5 Jahren Garantie.

- WM 13018 OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator, kompl. mit Dosiermonitor für RESPIFLO, für Kinder  
Lieferumfang:  
OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator (WM 13005)  
Sauerstoff-Dosiermonitor für Kinder, Dosierung 0,2 - 3 l/min mit Adapter für RESPIFLO / Kendall (ohne Sprudler-Anfeuchter) (WM 13716)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Ohrbügeln und Verbindungsschlauch, 1,5 m (WM 1929)  
Verbindungsschlauch OXYMAT /Dosiermonitor, 20 m (WM 12330)  
Verbindungsschlauch für Sauerstoff-Brille, Ø 4/7 mm, 3 m (WM 5720)  
Ab Seriennummer 43.000 mit 5 Jahren Garantie.
- WM 13030 OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator, kompl. mit Flowmeter für Erwachsene  
Lieferumfang:  
OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator (WM 13005)  
Flowmeter, kompl., für Erwachsene, Dosierung 0,5 - 5 l/min (WM 13650)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Ohrbügeln und Verbindungsschlauch, 1,5 m (WM 1929)  
Verbindungsschlauch Flowmeter / Sauerstoff-Brille, 10 m (WM 13015)  
Ab Seriennummer 43.000 mit 5 Jahren Garantie.
- WM 13040 OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator, kompl. mit Flowmeter für Kinder  
Lieferumfang:  
OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator (WM 13005)  
Flowmeter, kompl., für Kinder, Dosierung 0,2 - 3 l/min (WM 13670)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Verbindungsschlauch für Kinder, 2,1 m (WM 1921)  
Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Verbindungsschlauch für Babys, 2,1 m (WM 1920)  
Verbindungsschlauch Flowmeter / Sauerstoff-Brille, 10 m (WM 13015)  
Ab Seriennummer 43.000 mit 5 Jahren Garantie.

## Zubehör und Ersatzteile

WM 13005	OXYMAT 3 Sauerstoff-Konzentrator, Grundgerät, ohne Netzanschlussleitung, ohne Zubehör
WM 13700	Sauerstoff-Dosiermonitor, kompl. für Erwachsene Dosierung 0,5 - 5 l/min mit Sprudler-Anfeuchter
WM 13770	Sauerstoff-Dosiermonitor, kompl. für Kinder, Dosierung 0,2 - 3 l/min mit Sprudler-Anfeuchter
WM 13715	Sauerstoff-Dosiermonitor für Erwachsene Dosierung 0,5 - 5 l/min, mit Adapter für RESPIFLO/Kendall (ohne Sprudler-Anfeuchter)
WM 13716	Sauerstoff-Dosiermonitor für Kinder Dosierung 0,2 - 3 l/min, mit Adapter für RESPIFLO/Kendall (ohne Sprudler-Anfeuchter)
WM 13650	Flowmeter, kompl., für Erwachsene, Dosierung 0,5 - 5 l/min
WM 13670	Flowmeter, kompl., für Kinder, Dosierung 0,2 - 3 l/min
WM 13730	Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°C, G 3/8
WM 1929	Sauerstoff-Brille für Erwachsene, 2lumig, mit Ohrbügeln und Verbindungsschlauch 1,5 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1925	Sauerstoff-Brille für Erwachsene, 2lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1921	Sauerstoff-Brille für Kinder, 2-lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1920	Sauerstoff-Brille für Babys, 2-lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1429	Inhalationsmaske, Kunststoff, mit Schlauch HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 1422	Inhalationsmaske mit Atembeutel und Schlauch, Kunststoff HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 5720	Verbindungsschlauch für Sauerstoff-Brillen und -Masken, Ø 4/7 mm, 3 m HMV-Nr. 14.99.99.1033 (O2-Verbindungsschläuche)
WM 13015	Verbindungsschlauch Flowmeter / Sauerstoff-Brille, 10 m HMV-Nr. 14.99.99.1033 (O2-Verbindungsschläuche)
WM 12330	Verbindungsschlauch OXYMAT / Dosiermonitor, 20 m, HMV-Nr. 14.99.99.1033 (O2-Verbindungsschläuche)

WM 15038	Ersatzteil-Set für Sprudler-Anfeuchter (Dichtring WM 1145/93 und Montageanweisung WM 5862)
WM 13755	Adapter für RESPIFLO/Kendall
WM 1733	Doppelrolle, feststellbar, für PONY-Fahrgestell und OXYMAT
WM 13421	Netzkabel
WM 15360	Set, Grobstaubfilter (5 x WM 13631)
WM 1732	Doppelrolle, für PONY-Fahrgestell und OXYMAT
WM 13521	Plastiktafel
WM 13520	Warnhinweis
WM 13630	Serviceklappe
WM 13422	Sicherungseinsatz DIN EN 660127-2 T 2,5 H 250V
WM 13615	Stift, verchromt
WM 13617	Spreizniet
WM 14570	OXYMAT 3 Verpackung, kompl.
WM 15299	1 Set Wartung 5.000 Betriebsstunden Lieferumfang: 1 Grobstaubfilter (WM 13631) 1 Ansaugfilter (WM 13190) 1 Ersatzteilset für Anfeuchter (WM 15038) 1 Dichtring für Anschlussstülle (WM 1145/31)
WM 13631	Grobstaubfilter
WM 13190	Ansaugfilter
WM 1470	Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade, Ø 5,2 mm, G 3/8
WM 1145/31	Dichtscheibe, 7 x 14 x 2, für 3/8"-Gewinde
	<b>Dosiermonitor:</b>
WM 13705	Gestell montiert für Erwachsene, G 3/8 Anschlussmutter
WM 13706	Gestell montiert für Kinder, G 3/8 Anschlussmutter
WM 13730	Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°C, G 3/8
WM 13740	Anfeuchterkappe G 3/8
WM 13750	Sauerstoff-Verteiler mit Rohr
WM 13731	Anfeuchterglas
WM 16197	Gebrauchsanweisung OXYMAT 3 bis Geräte-Nr. 8000, DE
WM 16265	Gebrauchsanweisung OXYMAT 3 ab Geräte-Nr. 8.000, DE
WM 16224	Gebrauchsanweisung Sprudler-Anfeuchter, DE
WM 16226	Gebrauchsanweisung Flowmeter (OXYMAT 3), DE

WM 16237 Montageanleitung Dosiermonitor, DE

### Mess- und Prüfmittel

WM 13555 OXYcontrol 2, Sauerstoff-Messgerät, kompl.  
WM 13565 OXYcontrol 2 Sauerstoff-Sensor (Ersatzzelle)  
WM 92527 Messadapter, vernickelt, für OXYcontrol 2  
WM 13570 Sensorkappe für OXYcontrol 2  
Sauerstoff-Sensor  
WM 13575 Transportkoffer OXYcontrol 2 (leer)  
WM 5726 Atemschlauch, Ø 4/7 mm, 2 m,  
mit Anschlussstülle und Überwurfmutter  
WM 5772 Schlauch, Ø 4/7, 1,5 m  
WM 13098 Prüfmanometer  
WM 13555 OXYcontrol 2, Sauerstoff-Messgerät, kompl.  
WM 13565 OXYcontrol 2 Sauerstoff-Sensor (Ersatzzelle)  
WM 92527 Messadapter, vernickelt, für OXYcontrol 2  
WM 13570 Sensorkappe für OXYcontrol 2  
Sauerstoff-Sensor  
WM 13575 Transportkoffer OXYcontrol 2 (leer)  
WM 5726 Atemschlauch, Ø 4/7 mm, 2 m,  
mit Anschlussstülle und Überwurfmutter  
WM 5772 Schlauch, Ø 4/7, 1,5 m  
WM 13098 Prüfmanometer

## Sauerstoff-Sparsysteme

### OXYTRON 3 mit Akkupack

WM 6950	<p>OXYTRON 3 Mobil, ohne Sauerstoff-Flasche Lieferumfang: OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM7210) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge (WM 30171) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002</p>
WM 6960	<p>OXYTRON 3 Mobil mit Caddy II, ohne Sauerstoff-Flasche Lieferumfang: OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM7210) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge (WM 30171) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Caddy II für den Transport (WM 9395), HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001</p>
WM 7220	<p>OXYTRON 3 Mobil 0.8 Lieferumfang: OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM 7210) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge (WM 30171) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Sauerstoff-Flasche, 0,8 l x 200 bar, gefüllt (WM 1818)</p>
WM 7230	<p>OXYTRON 3 Mobil 2.0 Lieferumfang:</p>

OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM7210)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge (WM 30171)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002  
 Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)

WM 7235

OXYTRON 3 Mobil 2.0 mit Caddy II  
 Lieferumfang:  
 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM7210)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge (WM 30171)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002  
 Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)  
 Caddy II für den Transport (WM 9395),  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001

WM 7240

OXYTRON 3 Mobil 2.0 light  
 Lieferumfang:  
 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM7210)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge (WM 30171)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002  
 Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1814)

WM 7210

OXYTRON 3, elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit Akkupack und Netzladegerät, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.4008

### OXYTRON 3 mit Batterie

WM 6965

OXYTRON 3 Mobil mit Caddy II, ohne Sauerstoff-Flasche  
 Lieferumfang:  
 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Spar-

- system mit 3 Batterien, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM 7275)  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 (WM 30171)  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002  
 Caddy II für Transport  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001 (WM 9395)
- WM 6966 OXYTRON 3 Mobil, ohne Sauerstoff-Flasche  
 Lieferumfang:  
 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit 3 Batterien, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM 7275)  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 (WM 30171)  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002
- WM 6970 OXYTRON 3 Mobil 2.0  
 Lieferumfang:  
 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit 3 Batterien, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM 7275)  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 (WM 30171)  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002  
 Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)
- WM 6975 OXYTRON 3 Mobil 2.0 mit Caddy II  
 Lieferumfang:  
 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit 3 Batterien, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille (WM 7275)  
 OXYTRON 3-Druckminderer, fest eingestellt auf 1,5 bar bei 12 l/min Abgabemenge  
 HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 (WM 30171)  
 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002  
 Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)  
 Caddy II für Transport  
 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001 (WM 9395)
- WM 7275 OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem mit 3 Batterien, Spiralschlauch und Sauerstoff-Brille

## Zubehör und Ersatzteile

### für OXYTRON 3

WM 7200	OXYTRON 3 Elektronisches Sauerstoff-Sparsystem (ohne Akkupack)
WM 7255	Akkupack für OXYTRON 3
WM 7295	Netzladegerät für OXYTRON 3
WM 7285	Spiralschlauch mit Schnellkupplung für Verbindung Druckminderer / OXYTRON
WM 7296	Sauerstoff-Brille OXYTRON, 2lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 7263	Dauerflowadapter für OXYTRON 3
WM 5186	Batterie 1,5 V Mignon, 1 Stück (zum Betrieb 2 Stck. notwendig)
WM 7213	Batteriefachklappe
WM 9395	Caddy II HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001
WM 9308	3-in-1 Tragetasche für OXYTRON und CYPRESS Mobilsysteme HMV-Pos.-Nr.: 14.99.99.0002
WM 9303	Flaschenspanngurt für 3-in-1 Tragetasche, schwarz
WM 9311	Spanngurt für Befestigung 3-in-1 Tragetasche auf Caddy, schwarz
WM 9309	Schultergurt für 3-in-1 Tragetasche, schwarz
WM 15189	Set, Spanngurt schwarz zur Befestigung der Rückentragehilfe WM 7208 auf dem Caddy II WM 9395
WM 15731	Set, Spanngurt kurz zur Befestigung der Schultertragetasche Mobil 2.0 WM 7206 und der Schultertragetasche Mobil 0.8 WM 7207 auf dem Caddy II WM 9395
WM 6110	Anschlussstülle mit Überwurfmutter für OXYTRON Druckminderer
WM 1818	Sauerstoff-Flasche, 0,8 l x 200 bar, gefüllt
WM 1822	Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt
WM 1814	Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt
WM 30171	Druckminderer für OXYTRON HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021 - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 50 mm Anschlussbolzen, rechts - festeingestellt auf 1,5 bar - Durchflussausgang (12l/min), unten

(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

### Gebrauchsanweisungen

WM 16241	Gebrauchsanweisung OXYTRON 3, DE
WM 16613	Gebrauchsanweisung OXYTRON Druckminderer, DE
WM 16612	Gebrauchsanweisung Sauerstoff-Brille (WM 7296) DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, RU, FI

## CYPRESS

WM 9260	<p>CYPRESS Mobil, ohne Sauerstoff-Flasche Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer, inkl. Sauerstoff-Brille (WM 9200) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002</p>
WM 9265	<p>CYPRESS Mobil mit Caddy II, ohne Sauerstoff-Flasche Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer, inkl. Sauerstoff-Brille (WM 9200) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Caddy II (WM 9395) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001</p>
WM 9270	<p>CYPRESS Mobil 2.0 Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer, inkl. Sauerstoff-Brille (WM 9200) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)</p>
WM 9275	<p>CYPRESS Mobil 2.0 mit Caddy II Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer inkl. Sauerstoff-Brille (WM 9200) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Caddy II (WM 9395) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001 Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)</p>
WM 9290	<p>CYPRESS Mobil 0.8 Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer,</p>

	inkl. Sauerstoff-Brille (WM 9200) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Sauerstoff-Flasche, 0,8 l x 200 bar, gefüllt (WM 1818)
WM 9295	CYPRESS Mobil 0.8 mit Caddy II Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer, inkl. Sauerstoff-Brille (WM 9200) HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0002 Caddy II (WM 9395) HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001 Sauerstoff-Flasche, 0,8 l x 200 bar, gefüllt (WM 1818)
WM 9200	CYPRESS Grundgerät, komplett Lieferumfang: CYPRESS Pneumatisches Sauerstoff- Sparsystem mit integriertem Druckminderer, inkl. Sauerstoff-Brille HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.8002

### Zubehör und Ersatzteile

WM 7296	Sauerstoff-Brille OXYTRON, 2lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 15390	Set I: 20 Sauerstoff-Brillen (20 x WM 7296)
WM 15391	Set II: 40 Sauerstoff-Brillen (40 x WM 7296)
WM 15392	Set III: 100 Sauerstoff-Brillen (100 x WM 7296)
WM 1818	Sauerstoff-Flasche, 0,8 l x 200 bar, gefüllt
WM 1822	Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt
WM 1814	Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt
WM 9395	Caddy II HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0001
WM 9308	3-in-1 Tragetasche für OXYTRON und CYPRESS Mobilsysteme HMV-Pos.-Nr.: 14.99.99.0002
WM 9303	Flaschenspanngurt für 3-in-1 Tragetasche, schwarz
WM 9311	Spanngurt für Befestigung 3-in-1 Tragetasche auf Caddy, schwarz

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 9309	Schultergurt für 3-in-1 Tragetasche, schwarz
WM 15189	Set, Spanngurt schwarz zur Befestigung der Rückentragelhilfe WM 7208 auf dem Caddy II WM 9395
WM 15731	Set, Spanngurt kurz zur Befestigung der Schultertragetrasche Mobil 2.0 WM 7206 und der Schultertragetrasche Mobil 0.8 WM 7207 auf dem Caddy II WM 9395
WM 6116	Rad für Caddy
WM 9398	Rad für Caddy II
WM 1148	Ersatzteilset Dichtungen für Druckminderer (2 x WM 1145 und 2 x WM 1145/31)

#### Gebrauchsanweisungen

WM 66042	Gebrauchsanweisung CYPRESS, DE
WM 66040	Gebrauchsanweisung CYPRESS GB, NL, FR, IT, DE

## Sauerstoff-Geräte

*Bitte beachten Sie, dass die Preise für modulare Systeme mit Sauerstoffflaschen oder Druckminderern bei Auslieferung mit anderen Gewindearten abweichen können.*

WM 33100

### OXYBAG Hit tragbares Sauerstoff-Gerät

OXYBAG Hit  
Tragbares Sauerstoff-Behandlungsgerät mit stufenloser Dosierung, Betriebsbereich 3 -15 l/min  
Lieferumfang:  
Sauerstoff-Flasche 2,0 l x 200 bar, gefüllt (WM 1822)  
OXYWAY Fine I Druckminderer für Sauerstoff mit Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IT/AT), 30 mm Anschlussbolzen rechts, Inhalts- und Mengenmanometer, stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar), Durchflussabgang (3-15 l/min), unten, Abgang UNF 9/16 (WM 30501), HMV-Pos.Nr. 14.24.05.0019  
Inhalationsmaske für Erwachsene (Kunststoff), mit Schlauch (WM 1429) und Anschlussstülle mit Überwurfmutter (WM 31122), HMV-Pos.Nr. 14.99.99.1030  
3-in-1 Tragetasche für OXYTRON 3 und CYPRESS Mobilsysteme (WM 9308)  
HMV-Pos.Nr. 14.99.99.0002

*Alternativ lieferbar mit:*

WM 30701

OXYWAY Fine II  
Druckminderer für Sauerstoff  
(geeignet für OXYBAG Hit)  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten, UNF 9/16 (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

*oder:*

- WM 30801 OXYWAY Fast I  
(geeignet für OXYBAG Hit)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten,  
UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,  
15 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*oder:*
- WM 30601 OXYWAY Fast III  
(geeignet für OXYBAG Hit)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang, unten, Abgang UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3,  
4, 5, 6 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*oder für die Pädiatrie mit:*
- WM 30751 OXYWAY Fine III  
(geeignet für OXYBAG Hit, insb. für die  
Pädiatrie)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,  
UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*und*
- WM 1423 Inhalationsmaske für Kinder, Kunststoff, mit  
Schlauch  
HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
- WM 31122 Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade  
Ø 6 mm, UNF 9/16  
*Weitere Druckminderer Modelle siehe  
"Sauerstoff-Druckminderer-Systeme"*

## OXYFLOW Basic mobiles Sauerstoff-Gerät

WM 33200

OXYFLOW Basic  
Sauerstoff-Standgerät mit stufenloser Dosierung,  
Betriebsbereich 3 - 15 l/min  
Lieferumfang:  
OXYWAY Fine I Druckminderer mit Hochdruck-  
Handanschluss G3/4 (DE/CH/IT/AT),  
80 mm Anschlussbolzen rechts,  
Inhalts- und Mengenmanometer,  
stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 - 15 l/min  
(0,5 - 4,5 bar), Durchflussausgang (3-15l/min),  
Abgang UNF 9/16 (WM 30531)  
HMV-Pos.Nr. 14.24.05.0019  
Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°C  
(WM 13790)  
Inhalationsmaske mit Verbindungsschlauch  
(WM 1429)  
Sauerstoff-Flasche, 10 l x 200 bar, gefüllt  
(WM 1825)  
Flaschenmantel für Sauerstoff-Flasche, lichtgrau  
(WM 1855)  
PONY-Sicherheitsfahrgestell mit 5 Füßen,  
lichtgrau (WM 1720)  
HMV-Pos.Nr. 14.99.99.0003

WM 33250

Armatur OXYFLOW Basic  
Lieferumfang:  
OXYWAY Fine I Druckminderer mit Hochdruck-  
Handanschluss G3/4, 80 mm Anschlussbolzen  
rechts, Inhalts- und Mengenmanometer,  
stufenlos dosierbar, Betriebsbereich 3 - 15 l/min  
(0,5 - 4,5 bar),  
Durchflussausgang (3-15l/min), Abgang UNF 9/16  
(WM 30531)  
Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°C  
(WM 13790)  
Inhalationsmaske mit Verbindungsschlauch  
(WM 1429)  
*Alternativ ist OXYFLOW Basic / OXYFLOW  
Basic Armatur lieferbar mit:*

WM 30731

OXYWAY Fine II  
Druckminderer für Sauerstoff  
(geeignet für OXYFLOW Basic)  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4  
(DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,

- UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*oder:*
- WM 30831      OXYWAY Fast I  
(geeignet für OXYFLOW Basic)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten, UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,  
  15 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*oder:*
- WM 30631      OXYWAY Fast III  
(geeignet für OXYFLOW Basic)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang, unten, UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3,  
  4, 5, 6 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*oder für die Pädiatrie mit:*
- WM 30781      OXYWAY Fine III  
(geeignet für OXYFLOW Basic, insb. für die  
Pädiatrie)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,  
  UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
*und mit:*
- WM 1423      Inhalationsmaske für Kinder, Kunststoff, mit  
Schlauch  
HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

*oder:*

WM 1921                    Sauerstoff-Brille für Kinder, 2-lumig,  
mit Verbindungsschlauch 2,1 m  
HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)

*oder:*

WM 1920                    Sauerstoff-Brille für Babys, 2-lumig,  
mit Verbindungsschlauch 2,1 m  
HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)

WM 33500

## OXYFLOW Revi mobiles Sauerstoff-Gerät

OXYFLOW Revi  
Sauerstoff-Standgerät mit rastbarer Dosierung,  
Betriebsbereich 1 - 15 l/min und zusätzlicher  
Möglichkeit zur Absaugung und manuellen  
Beatmung  
Lieferumfang:  
OXYWAY Fast II Druckminderer mit Hochdruck-  
Handanschluss G3/4 (DE/CH/IT/AT),  
50 mm Anschlussolzen rechts,  
Dosierscheibe und Inhaltsmanometer.  
Druckausgang, unten, fest (90 l/min), mit  
Verschlusschraube, Durchflussausgang,  
dosierbar in den Stufen 1, 2,3,4,5,6,9,12,15l/min,  
Durchflussausgang (3-15 l/min)  
(WM 30871)  
Doppelabsperrventil UNF 9/16 (WM 3790)  
Absperrventil mit 1 Abgang (Eingang: 1x G3/8  
Flügelmutter oben/ Abgang: 1x G3/8  
Außengewinde frei) (WM 3816)  
Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°C,  
UNF 9/16 (WM 13790)  
Set I Inhalationsmasken mit Atembeutel  
(6 x WM 1422) (WM 15200)  
OMNIVAC-Sekretabsaugvorrichtung mit 500-ml-  
und 1000-ml-Sekretbehälter aus Polysulfon, mit  
Injektor (WM 2135)  
Halterung für 2 Sekretbehälter, passend für  
PONY-Fahrgestell, lichtgrau (WM 2190)  
Anschlussstülle mit Überwurfmutter (WM 31122)  
Atemschlauch (WM 1411)  
COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene  
und Kinder (WM 11000)  
Sauerstoff-Reservoir (WM 11052)  
Beatmungsmaske mit aufblasbarem Wulst aus  
Silikon für Erwachsene, Gr. 5 (WM 5074)  
Sauerstoff-Flasche, 10 l x 200 bar, gefüllt  
(WM 1825)  
Flaschenmantel für Sauerstoff-Flasche, lichtgrau  
(WM 1855)  
PONY-Sicherheitsfahrgestell mit 5 Füßen,  
lichtgrau (WM 1720)  
HMV-Pos.Nr. 14.99.99.0003

## Zubehör und Ersatzteile

### Sauerstoff-Armaturen

- WM 30101 OXYWAY Fix I  
(geeignet z.B. für ULMER KOFFER)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- mit Inhaltsmanometer  
- festeingestellt auf 4,5 bar  
- Durchflussausgang (4 l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)  
- *Artikel läuft aus* -
- WM 30501 OXYWAY Fine I  
(ersetzt WM 1501 / 70, für OXYBAG Hit)  
HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0019  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30531 OXYWAY Fine I  
(ersetzt WM 1501, für OXYFLOW Basic)  
HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0019  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30541 OXYWAY Fine I  
(ersetzt WM 1501/60, für OXYFLOW Revi)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 100 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30701 OXYWAY Fine II  
Druckminderer für Sauerstoff  
(geeignet für OXYBAG Hit)  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4

	(DE/CH/IL/AT)
	- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
	- Inhalts- und Mengenmanometer
	- stufenlos dosierbar
	- Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)
	- Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten, UNF 9/16
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30731	OXYWAY Fine II
	Druckminderer für Sauerstoff
	(geeignet für OXYFLOW Basic)
	- Hochdruck-Handanschluss G3/4
	(DE/CH/IL/AT)
	- 80 mm Anschlussbolzen, rechts
	- Inhalts- und Mengenmanometer
	- stufenlos dosierbar
	- Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)
	- Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,
	UNF 9/16
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30751	OXYWAY Fine III
	(geeignet für OXYBAG Hit, insb. für die
	Pädiatrie)
	Druckminderer für Sauerstoff
	- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)
	- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
	- Inhalts- und Mengenmanometer
	- stufenlos dosierbar
	- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)
	- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,
	UNF 9/16
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30781	OXYWAY Fine III
	(geeignet für OXYFLOW Basic, insb. für die
	Pädiatrie)
	Druckminderer für Sauerstoff
	- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)
	- 80 mm Anschlussbolzen, rechts
	- Inhalts- und Mengenmanometer
	- stufenlos dosierbar
	- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)
	- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,
	UNF 9/16
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30801	OXYWAY Fast I
	(geeignet für OXYBAG Hit)
	Druckminderer für Sauerstoff
	- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)
	- 30 mm Anschlussbolzen, rechts
	- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer
	- Durchflussausgang (1-15l/min), unten,
	UNF 9/16
	- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,
	15 l/min

	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30831	OXYWAY Fast I (geeignet für OXYFLOW Basic) Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 80 mm Anschlussbolzen, rechts - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer - Durchflussausgang (1-15l/min), unten, UNF 9/16 - dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30601	OXYWAY Fast III (geeignet für OXYBAG Hit) Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 30 mm Anschlussbolzen, rechts - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer - Durchflussausgang, unten, Abgang UNF 9/16 - dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30631	OXYWAY Fast III (geeignet für OXYFLOW Basic) Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 80 mm Anschlussbolzen, rechts - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer - Durchflussausgang, unten, UNF 9/16 - dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30871	OXYWAY Fast II Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G 3/4 (DE/CH/IL/AT) - 50 mm Anschlussbolzen, rechts - Dosierscheibe und Inhaltsmanometer - Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16 - Druckausgang, unten, fest (90 l/min), mit Verschlusschraube (geeignet für OXYFLOW Revi, LIFE-BASE Mini II mit MEDUMAT und MODUL CapnoVol, nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact und Elektronik)
	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 1270	Flowmeter, regulierbar 0,5 - 6 l/min, Anschluss rechts
WM 1280	Flowmeter, regulierbar, 1 - 15 l/min, Anschluss rechts
WM 1289	T-Verteilerstück, 2 Abgänge G 3/8, 1 Eingang Flügelmutter

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 1292	Meßrohr, kompl., 3 - 40 l/min, 4,5 bar, (für WM 1290)
WM 1415	Anschlusstülle mit Überwurfmutter, Ø 6,7 mm, G 3/8 (zu WM 1411)
WM 1470	Anschlusstülle mit Überwurfmutter, gerade, Ø 5,2 mm, G 3/8
WM 31122	Anschlusstülle mit Überwurfmutter, gerade Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 2078	Ohrklemme für Schlauch, Ø 10,5 bis 12,0 mm
WM 2079	Ohrklemmen für Schlauch, Ø 7,0 bis 8,0 mm
WM 2081	PVC-Schlauch mit Gewebeeinlage, Ø 5/11 mm
WM 2088	Ohrklemmen für Schlauch, Ø 9,5 bis 12,0 mm
WM 2089	Ohrklemmen für Schlauch, Ø 11,5 - 13,5 mm
WM 3720	Verteilerleiste mit 2 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 2 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3730	Verteilerleiste mit 3 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 3 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3740	Verteilerleiste mit 4 Abgängen Eingang: 1x G 3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 4 x G 3/8 Außengewinde, frei
WM 3790	Doppelabsperrventil UNF 9/16
WM 3816	Absperrventil mit 1 Abgang Eingang: 1x G3/8 Flügelmutter, oben Abgang: 1x G3/8 Außengewinde, Sekret, 13 l/min

### Inhalation

WM 13730	Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°C, G 3/8
WM 13790	Sprudler-Anfeuchter, autoklavierbar bis 134°, UNF 9/16 (für Druckminderer ab SN 0850000)
WM 13731	Anfeuchterglas
WM 13740	Anfeuchterkappe G 3/8
WM 13795	Anfeuchterklappe, montiert, UNF 9/16
WM 13750	Sauerstoff-Verteiler mit Rohr
WM 15038	Ersatzteil-Set für Sprudler-Anfeuchter (Dichtring WM 1145/93 und Montageanweisung WM 5862)
WM 1305	Winkelschlauchanschluss (für WM 1375 und WM 1380)
WM 1306	Anschlussdüse
WM 31122	Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade Ø 6 mm, UNF 9/16
WM 1403	Inhalationsmaske für Erwachsene, Kunststoff, mit Schlauch und Anschlußstülle mit Überwurfmutter, G 3/8 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030
WM 1427	Inhalationsmaske für Kinder, Kunststoff, mit Schlauch und Anschlußstülle mit Überwurfmutter, G 3/8 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030
WM 1428	Inhalationsmaske mit Atembeutel, Kunststoff, Schlauch und Anschlußstülle mit Überwurfmutter, G 3/8 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030
WM 1422	Inhalationsmaske mit Atembeutel und Schlauch, Kunststoff HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 1423	Inhalationsmaske für Kinder, Kunststoff, mit Schlauch HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 1429	Inhalationsmaske, Kunststoff, mit Schlauch HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 1904	Sauerstoff-Brille mit Ohrbügeln, Kunststoff, mit Schlauch und Anschlußstülle mit Überwurfmutter, G 3/8 HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1929	Sauerstoff-Brille für Erwachsene, 2lumig, mit Ohrbügeln und Verbindungsschlauch 1,5 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1925	Sauerstoff-Brille für Erwachsene, 2lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)

WM 1921	Sauerstoff-Brille für Kinder, 2-lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1920	Sauerstoff-Brille für Babys, 2-lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 1411	Atemschlauch, Steramid, 6/9 Ø, 2000 mm lang

### Beatmung

WM 11000	COMBIBAG Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder
WM 11052	Sauerstoff-Reservoir für COMBIBAG Beatmungsbeutel
WM 5063	Rendell-Baker-Beatmungsmaske aus Silikon für Kinder von 3-12 Jahren, Gr. 3
WM 5062	Rendell-Baker-Beatmungsmaske aus Silikon für Kinder von 1-3 Jahren, Gr. 2
WM 5061	Rendell-Baker-Beatmungsmaske aus Silikon für Kleinkinder bis ca. 1 Jahr, Gr. 1
WM 5060	Rendell-Baker-Beatmungsmaske aus Silikon für Säuglinge, Gr. 0
WM 5074	Beatmungsmaske mit aufblasbarem Wulst aus Silikon für Erwachsene Gr. 5
WM 5082	Beatmungsmaske mit aufblasbarem Wulst aus Silikon für Kinder und Jugendliche Gr. 3
WM 5086	Beatmungsmaske mit aufblasbarem Wulst aus Silikon für Säuglinge Gr.1

### Reserve Sauerstoff-Flaschen mit Zubehör

WM 1818	Sauerstoff-Flasche, 0,8 l x 200 bar, gefüllt
WM 1814	Aluminium-Sauerstoff-Leichtflasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt
WM 1822	Sauerstoff-Flasche, 2,0 l x 200 bar, gefüllt
WM 1825	Sauerstoff-Flasche, 10 l x 200 bar, gefüllt, mit Glockenkappe und Halsring, mit Integralboden
WM 1830	Sauerstoff-Flasche, 11 l x 200 bar, gefüllt, mit Glockenkappe und Halsring, mit Fußring
WM 1720	PONY-Fahrgestell in Sicherheitsausführung mit 5 Füßen, lichtgrau, für 10- und 11 l Sauerstoff- Flaschen, HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.0003
WM 1732	Doppelrolle, für PONY-Fahrgestell und OXYMAT
WM 1733	Doppelrolle, feststellbar, für PONY-Fahrgestell und OXYMAT
WM 1769	Spanngurt zur Befestigung der MANUVAC in RESCUE-PACK und RESCUE-PACK I

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 1855

Flaschenmantel für 10- bzw. 11-l-Flaschen,  
3-teilig, lichtgrau

- WM 2190 Sekretbehälterhalterung für zwei Sekretbehälter  
(passend für 500-ml- und 1000-ml Sekretbehälter,  
lichtgrau, für PONY-Fahrgestell)
- WM 2875 Aufsteckhandrad für Flaschenventil  
(10- und 11-l-Flaschen)

### OMNIVAC

- WM 2135 OMNIVAC Sekretabsaugvorrichtung  
mit 500 ml- und 1000 ml-Sekret-  
behälter aus Polysulfon, mit  
Injektor
- WM 15236 Antibakterieller, hydrophober Filter
- WM 15237 Antibakterieller, hydrophober Filter, Set 10 Stück

### Sonstiges

- WM 1415 Anschlussstülle mit Überwurfmutter, Ø 6,7 mm,  
G 3/8 (zu WM 1411)
- WM 1470 Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade,  
Ø 5,2 mm, G 3/8
- WM 31122 Anschlussstülle mit Überwurfmutter, gerade  
Ø 6 mm, UNF 9/16
- WM 9308 3-in-1 Tragetasche für OXYTRON und  
CYPRESS Mobilsysteme  
HMV-Pos.-Nr.: 14.99.99.0002
- WM 9303 Flaschenspanngurt für 3-in-1 Tragetasche,  
schwarz
- WM 9311 Spanngurt für Befestigung 3-in-1 Tragetasche auf  
Caddy, schwarz
- WM 9309 Schultergurt für 3-in-1 Tragetasche, schwarz
- WM 15189 Set, Spanngurt schwarz  
zur Befestigung der Rückentragehilfe WM 7208  
auf dem Caddy II WM 9395
- WM 15731 Set, Spanngurt kurz  
zur Befestigung der Schultertragetasche  
Mobil 2.0 WM 7206 und der Schultertragetasche  
Mobil 0.8 WM 7207 auf dem Caddy II WM 9395

### Gebrauchsanweisungen

- WM 16246 Gebrauchsanweisung OXYBAG, DE
- WM 16245 Gebrauchsanweisung OXYFLOW, DE
- WM 16247 Gebrauchsanweisung PONY Fahrgestell +  
Flaschenmantel, DE
- WM 16224 Gebrauchsanweisung Sprudler-Anfeuchter, DE
- WM 16172 Gebrauchsanweisung OXYWAY-Druckminderer  
DE (bis Seriennummer 0849999)
- WM 66920 Gebrauchsanweisung OXYWAY, DE  
(ab Seriennummer 0850000)

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 16240	Gebrauchsanweisung OMNIVAC, DE
WM 16009	Gebrauchsanweisung COMBIBAG, DE

## Sauerstoff-Druckminderer-Systeme

*Andere Anschlussgewinde für weitere Länder sind auf Anfrage erhältlich*

### OXYWAY Fix

#### OXYWAY Fix I

WM 30051

OXYWAY Fix I  
(geeignet z.B. für ULMER KOFFER)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluß G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlußbolzen, rechts  
- Inhaltsmanometer  
- festeingestellt auf 4,5 bar  
- Durchflussausgang (4 l/min), seitlich, UNF 9/16  
(Anschlusstülle bitte extra bestellen)

WM 30101

OXYWAY Fix I  
(geeignet z.B. für ULMER KOFFER)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- mit Inhaltsmanometer  
- festeingestellt auf 4,5 bar  
- Durchflussausgang (4 l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlusstülle bitte extra bestellen)

WM 30123

OXYWAY Fix I  
(geeignet z.B. für ULMER KOFFER)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G5/8-35, 72° Bullnose  
(NL/ES/PT)  
- 50 mm Anschlussbolzen, rechts  
- mit Inhaltsmanometer  
- festeingestellt auf 4,5 bar  
- Durchflussausgang (4 l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlusstülle bitte extra bestellen)

#### OXYWAY Fix III

##### **für MEDUMAT / MODUL-Systeme:**

WM 30301

OXYWAY Fix III  
(ersetzt WM 1102/106 und WM 1102/125)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhaltsmanometer  
- festeingestellt auf 4,5 bar  
- Druckausgang (120 l/min), unten  
(Anschlusstülle bitte extra bestellen)

WM 30321	<p>OXYWAY Fix III (ersetzt WM 1102 / 55 und WM 1500 / 55) Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)</li> <li>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts</li> <li>- Inhaltsmanometer</li> <li>- festeingestellt auf 4,5 bar</li> <li>- Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</li> </ul>
WM 30322	<p>OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochdruck-Handanschluss G5/8, 60° Bullnose (GB/PK/ZA/SA/GR/IQ)</li> <li>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts</li> <li>- Inhaltsmanometer</li> <li>- festeingestellt auf 4,5 bar</li> <li>- Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</li> </ul>
WM 30323	<p>OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochdruck-Handanschluss G5/8, 72° Bullnose (NL/ES/PT)</li> <li>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts</li> <li>- Inhaltsmanometer</li> <li>- festeingestellt auf 4,5 bar</li> <li>- Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</li> </ul>
WM 30324	<p>OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochdruck-Handanschluss W21,8 / 21,7 (NO/IR/SY/Ex-YU/IT)</li> <li>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts</li> <li>- Inhaltsmanometer</li> <li>- festeingestellt auf 4,5 bar</li> <li>- Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</li> </ul>
WM 30325	<p>OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochdruck-Handanschluss CGA 540, NGO (PE/EC/CL/US/SV/BO/CU)</li> <li>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts</li> <li>- Inhaltsmanometer</li> <li>- festeingestellt auf 4,5 bar</li> <li>- Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</li> </ul>
WM 30326	<p>OXYWAY Fix III (ersetzt WM 1500 / 150) Druckminderer für Sauerstoff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hochdruck-Handanschluss, PIN-Index</li> <li>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts</li> <li>- Inhaltsmanometer</li> <li>- festeingestellt auf 4,5 bar</li> <li>- Druckausgang (120 l/min), unten</li> </ul>

	(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30327	OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss, 90° Bullnose (BE/LU) - 50 mm Anschlussbolzen, rechts - Inhaltsmanometer - festeingestellt auf 4,5 bar - Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30333	OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G5/8, 72° Bullnose (NL/ES/PT) - 80 mm Anschlussbolzen, rechts - Inhaltsmanometer - festeingestellt auf 4,5 bar - Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30351	OXYWAY Fix III Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 30 mm Anschlussbolzen, links - Inhaltsmanometer - festeingestellt auf 4,5 bar - Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)
WM 30361	OXYWAY Fix III (ersetzt WM 1102 / 76) Druckminderer für Sauerstoff - Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT) - 50 mm Anschlussbolzen, links, - Inhaltsmanometer - festeingestellt auf 4,5 bar - Druckausgang (120 l/min), unten (Anschlussstülle bitte extra bestellen)

## OXYWAY Fine

### OXYWAY Fine I

- |          |   |
|----------|---|
| WM 30501 | <p>OXYWAY Fine I<br/>(ersetzt WM 1501 / 70, für OXYBAG Hit)<br/>HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0019<br/>Druckminderer für Sauerstoff<br/>- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)<br/>- 30 mm Anschlussbolzen, rechts<br/>- Inhalts- und Mengenmanometer<br/>- stufenlos dosierbar<br/>- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)<br/>- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16<br/>(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p> |
| WM 30521 | <p>OXYWAY Fine I<br/>(ersetzt WM 1501/18)<br/>Druckminderer für Sauerstoff<br/>- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)<br/>- 50 mm Anschlussbolzen, rechts<br/>- Inhalts- und Mengenmanometer<br/>- stufenlos dosierbar<br/>- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)<br/>- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16<br/>(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>  |
| WM 30531 | <p>OXYWAY Fine I<br/>(ersetzt WM 1501, für OXYFLOW Basic)<br/>HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0019<br/>Druckminderer für Sauerstoff<br/>- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)<br/>- 80 mm Anschlussbolzen, rechts<br/>- Inhalts- und Mengenmanometer<br/>- stufenlos dosierbar<br/>- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)<br/>- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16<br/>(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>   |
| WM 30541 | <p>OXYWAY Fine I<br/>(ersetzt WM 1501/60, für OXYFLOW Revi)<br/>Druckminderer für Sauerstoff<br/>- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)<br/>- 100 mm Anschlussbolzen, rechts<br/>- Inhalts- und Mengenmanometer<br/>- stufenlos dosierbar<br/>- Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)<br/>- Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16<br/>(Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>                               |
| WM 30561 | <p>OXYWAY Fine I<br/>(ersetzt WM 1501 / 115)<br/>Druckminderer für Sauerstoff<br/>Druckminderer für Sauerstoff<br/>- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)</p>   |

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

- 140 mm Anschlussbolzen, rechts
  - Inhalts- und Mengenmanometer
  - stufenlos dosierbar
  - Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
  - Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30563
- OXYWAY Fine I  
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G5/8, 72° Bullnose  
(NL/BE/ES/PT)
  - 140 mm Anschlussbolzen, rechts
  - Inhalts- und Mengenmanometer
  - stufenlos dosierbar
  - Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
  - Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30567
- OXYWAY Fine I  
Druckminderer für Sauerstoff
- Hochdruck-Handanschluss G5/8, 90°  
Bullnose(BE/LU)
  - 140 mm Anschlussbolzen, rechts
  - Inhalts- und Mengenmanometer
  - stufenlos dosierbar
  - Betriebsbereich 3 - 15 l/min (0,5 - 4,5 bar)
  - Durchflussausgang (3-15l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

	<b>OXYWAY Fine II</b>
WM 30701	<p>OXYWAY Fine II                  Druckminderer für Sauerstoff                  (geeignet für OXYBAG Hit)                  - Hochdruck-Handanschluss G3/4                  (DE/CH/IL/AT)                  - 30 mm Anschlussbolzen, rechts                  - Inhalts- und Mengenmanometer                  - stufenlos dosierbar                  - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)                  - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten, UNF 9/16                  (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>
WM 30721	<p>OXYWAY Fine II                  Druckminderer für Sauerstoff                  - Hochdruck-Handanschluss G3/4                  (DE/CH/IL/AT)                  - 50 mm Anschlussbolzen, rechts                  - Inhalts- und Mengenmanometer                  - stufenlos dosierbar                  - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)                  - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,                  UNF 9/16                  (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>
WM 30731	<p>OXYWAY Fine II                  Druckminderer für Sauerstoff                  (geeignet für OXYFLOW Basic)                  - Hochdruck-Handanschluss G3/4                  (DE/CH/IL/AT)                  - 80 mm Anschlussbolzen, rechts                  - Inhalts- und Mengenmanometer                  - stufenlos dosierbar                  - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)                  - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,                  UNF 9/16                  (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>
WM 30741	<p>OXYWAY Fine II                  Druckminderer für Sauerstoff                  - Hochdruck-Handanschluss G3/4                  (DE/CH/IL/AT)                  - 100 mm Anschlussbolzen, rechts                  - Inhalts- und Mengenmanometer                  - stufenlos dosierbar                  - Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)                  - Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten,                  UNF 9/16                  (Anschlussstülle bitte extra bestellen)</p>

- WM 30761 OXYWAY Fine II  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 140 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 1,5 - 8 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (1,5-8l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30751 OXYWAY Fine III  
(geeignet für OXYBAG Hit, insb. für die Pädiatrie)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30771 OXYWAY Fine III  
(geeignet für OXYBAG Hit, insb. für die Pädiatrie)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 50 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30781 OXYWAY Fine III  
(geeignet für OXYFLOW Basic, insb. für die Pädiatrie)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten, UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 30791

OXYWAY Fine III  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 100 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Inhalts- und Mengenmanometer  
- stufenlos dosierbar  
- Betriebsbereich 0,5 - 3 l/min (0,5 - 4,5 bar)  
- Durchflussausgang (0,5-3l/min), unten,  
UNF 9/16  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

## OXYWAY Fast

### OXYWAY Fast I

WM 30801

OXYWAY Fast I  
(geeignet für OXYBAG Hit)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten,  
UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,  
15 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

WM 30831

OXYWAY Fast I  
(geeignet für OXYFLOW Basic)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang (1-15l/min), unten, UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12,  
15 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

### OXYWAY Fast II

WM 30851

OXYWAY Fast II  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Druckausgang, unten, fest (90 l/min), mit  
Verschlusschraube  
- Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16  
(geeignet für LIFE-BASE Mini II mit  
MEDUMAT und MODUL CapnoVol, nicht zu  
verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control,  
Compact und Elektronik)  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

WM 30871

OXYWAY Fast II  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G 3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 50 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16  
- Druckausgang, unten, fest (90 l/min), mit  
Verschlusschraube  
(geeignet für OXYFLOW Revi, LIFE-BASE Mini II)

- mit MEDUMAT und MODUL CapnoVol, nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact und Elektronik)  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30891 OXYWAY Fast II  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts,  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Druckausgang, fest (90 l/min) um 90° gedreht  
- Durchflussausgang, dosierbar in den Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min, UNF 9/16  
(geeignet für LIFE-BASE Mini II mit MEDUMAT und MODUL CapnoVol , nicht zu verwenden mit MEDUMAT Variabel, Control, Compact und Elektronik)  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- OXYWAY Fast III
- WM 30601 OXYWAY Fast III  
(geeignet für OXYBAG Hit)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 30 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang, unten, Abgang UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- WM 30631 OXYWAY Fast III  
(geeignet für OXYFLOW Basic)  
Druckminderer für Sauerstoff  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 80 mm Anschlussbolzen, rechts  
- Dosierscheibe und Inhaltsmanometer  
- Durchflussausgang, unten, UNF 9/16  
- dosierbar in den Stufen 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 l/min  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)
- Druckminderer für OXYTRON 3
- WM 30171 Druckminderer für OXYTRON  
HMV-Pos.-Nr. 14.24.05.0021  
- Hochdruck-Handanschluss G3/4 (DE/CH/IL/AT)  
- 50 mm Anschlussbolzen, rechts  
- festeingestellt auf 1,5 bar  
- Durchflussausgang (12l/min), unten  
(Anschlussstülle bitte extra bestellen)

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

OXYWAY Click

WM 31030

OXYWAY Click  
Flowdosierung für zentrale Gasanlagen (ZGA),  
rastend einstellbar in den  
Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min,  
mit Anschlussstecker nach DIN 13260,  
inkl. 1x Anschlussstülpe mit Überwurfmutter,  
gerade, Ø 6 mm, UNF 9/16 (WM 31122)

WM 31040

OXYWAY Click  
Flowdosierung für zentrale Gasanlagen (ZGA),  
rastend einstellbar in den  
Stufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 l/min,  
mit Anschlussstecker Typ AGA,  
inkl. 1x Anschlussstülpe mit Überwurfmutter,  
gerade, Ø 6 mm, UNF 9/16 (WM 31122)

## Zubehör und Ersatzteile

### für alle Druckminderer

WM 30905	Filterschraube
WM 1145	O-Ring 12,3 x 2,4 für Druckminderer mit G3/4-Gewinde
WM 1145/31	Dichtscheibe, 7 x 14 x 2, für 3/8"-Gewinde
WM 1148	Ersatzteilset Dichtungen für Druckminderer (2 x WM 1145 und 2 x WM 1145/31)

### Adapter für Sauerstoff-Flaschen

#### **Füllung deutscher O2-Flaschen im Ausland**

WM 2718	Adapter G3/4, verchromt (Ausland 5/8, 72° Innengewinde) für: Algerien, Belgien, Frankreich, Holland, Portugal, Spanien
WM 2731	Adapter G3/4 (Ausland NGO) für: Ecuador, Japan, Kanada, Korea, Peru, San Salvador, Thailand, USA
WM 2732	Adapter G3/4 (Ausland W 21,8) für: Dänemark, Finnland, Italien, Ex-Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Syrien, Tschechische Republik, Türkei
WM 2735	Adapter G3/4 (Ausland 5/8 BSP) für: Arabien, Ägypten, England, Griechenland, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Südafrika

#### **Füllung ausländischer Flaschen in Deutschland**

WM 2714	Adapter G3/4 (Ausland 5/8 BSP) für: Arabien, Ägypten, England, Griechenland, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Südafrika
WM 2751	Adapter G3/4 (Ausland 5/8 Aussengewinde) für: Algerien, Belgien, Frankreich, Holland, Portugal, Spanien
WM 2753	Adapter G3/4 (Ausland W21,8) für: Dänemark, Finnland, Italien, Ex-Jugoslawien, Luxemburg, Norwegen, Syrien, Tschechische Republik, Türkei
WM 2769	Adapter G3/4 (Ausland NGO) für: Ecuador, Japan, Kanada, Korea, Peru, San Salvador, Thailand, USA

### Gebrauchsanweisungen

WM 16172	Gebrauchsanweisung OXYWAY-Druckminderer DE (bis Seriennummer 0849999)
----------	---

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 16211	Sicherheitsanhänger für Druckminderer DE, EN, FR
WM 66920	Gebrauchsanweisung OXYWAY, DE (ab Seriennummer 0850000)
WM 66921	Gebrauchsanweisung OXYWAY-Druckminderer, EN, FR, IT, NL, PL, ES (ab Seriennummer 0850000)
WM 66922	Gebrauchsanweisung OXYWAY, PT (ab Seriennummer 0850000)
WM 66923	Gebrauchsanweisung OXYWAY-Druckminderer, NO (ab Seriennummer 0850000)
WM 66924	Gebrauchsanweisung OXYWAY, ZH (ab Seriennummer 0850000)
WM 66925	Gebrauchsanweisung OXYWAY, RU (ab Seriennummer 0850000)
WM 66926	Gebrauchsanweisung OXYWAY-Druckminderer, TR (ab Seriennummer 0850000)

## Applikationssysteme für die Sauerstoff-Therapie

### Sauerstoff-Brillen

#### Sauerstoff-Brille, 2lumig, mit Ohrbügeln

WM 1929	Sauerstoff-Brille für Erwachsene, 2lumig, mit Ohrbügeln und Verbindungsschlauch 1,5 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 15220	Set I: 20 Sauerstoff-Brillen mit Ohrbügeln (20 x WM 1929)
WM 15225	Set II: 40 Sauerstoff-Brillen mit Ohrbügeln (40 x WM 1929)
WM 15221	Set III: 100 Sauerstoff-Brillen mit Ohrbügeln (100 x WM 1929)

#### Sauerstoff-Brille, 2lumig

WM 1925	Sauerstoff-Brille für Erwachsene, 2lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 15251	Set I: 20 Sauerstoff-Brillen (20 x WM 1925)
WM 15252	Set II: 40 Sauerstoff-Brillen (40 x WM 1925)
WM 15222	Set III: 100 Sauerstoff-Brillen (100 x WM 1925)

#### Sauerstoff-Brille für OXYTRON 3, 2lumig

WM 7296	Sauerstoff-Brille OXYTRON, 2lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 15390	Set I: 20 Sauerstoff-Brillen (20 x WM 7296)
WM 15391	Set II: 40 Sauerstoff-Brillen (40 x WM 7296)
WM 15392	Set III: 100 Sauerstoff-Brillen (100 x WM 7296)

#### Sauerstoff-Brille für Babys, 2lumig

WM 1920	Sauerstoff-Brille für Babys, 2-lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 15341	Set I: 20 Sauerstoff-Brillen für Babys (20 x WM 1920)
WM 15342	Set II: 40 Sauerstoff-Brillen für Babys

	(40 x WM 1920)
WM 15343	Set III Sauerstoffbrille, Baby 100x WM 1920
<b>Sauerstoff-Brillen für Kinder, 2lumig</b>	
WM 1921	Sauerstoff-Brille für Kinder, 2-lumig, mit Verbindungsschlauch 2,1 m HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1031 (O2-Brillen)
WM 15344	Set I: 20 Sauerstoff-Brillen für Kinder (20 x WM 1921)
WM 15345	Set II: 40 Sauerstoff-Brillen für Kinder (40 x WM 1921)
WM 15346	Set III Sauerstoffbrille, Kinder 100x WM 1921
<b>Inhalationsmaske ohne Atembeutel</b>	
WM 1429	Inhalationsmaske, Kunststoff, mit Schlauch HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 15210	Set I: 6 Inhalationsmasken (6 x WM 1429)
WM 15215	Set II: 12 Inhalationsmasken (12 x WM 1429)
WM 1423	Inhalationsmaske für Kinder, Kunststoff, mit Schlauch HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
<b>Inhalationsmaske mit Atembeutel</b>	
WM 1422	Inhalationsmaske mit Atembeutel und Schlauch, Kunststoff HMV-Pos.-Nr. 14.99.99.1030 (O2-Masken)
WM 15200	Set I: 6 Inhalationsmasken mit Atembeutel (6 x WM 1422)
WM 15205	Set II: 12 Inhalationsmasken mit Atembeutel (12 x WM 1422)
<b>Insufflationskatheter</b>	
WM 1922	Insufflationskatheter Ch. 10 mit Schaumstoffkompresse
WM 1926	Insufflationskatheter Ch. 10 mit Schaumstoffkompresse u. Verbindungsschlauch
WM 15239	Set I: Insufflationskatheter Ch. 10 mit Schaumstoffkompresse (10 x 1922)
WM 15241	Set II: Insufflationskatheter Ch. 10 mit Schaumstoffkompresse (20 x 1922)

## Absauggeräte

### ACCUVAC Basic

WM 10709	ACCUVAC Basic, elektr. Absaugpumpe, kompl. HMV-Pos.-Nr. 01.24.02.0008 mit Steckerladegerät, kompl. (WM 10750), Mehrweg-Sammelbehälter mit Bakterienfilter, Absaugschlauch mit Fingertip und 1 Ersatzfilter (WM 10630)
WM 10700	ACCUVAC Basic, elektr. Absaugpumpe, kompl. mit Steckerladegerät, kompl. (WM 10750), HMV Nr. 01.24.02.0008 Einmal-Sammelbehälter mit Überlauffilter und Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10730)
WM 10705	ACCUVAC Basic elektronische Absaugpumpe mit 12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ ACCUVAC (WM 10650), Einmal-Sammelbehälter kompl. (WM 10730), Zubehörtasche (WM 10655), Set Wandhalterung (WM 15208)
WM 10715	ACCUVAC Basic elektronische Absaugpumpe mit 12V-Verbindungsleitung KFZ-Bordnetz/ ACCUVAC (WM 10650), Mehrweg-Sammelbehälter kompl. (WM 10730), Zubehörtasche (WM 10655), Set Wandhalterung (WM 15208)

## Zubehör und Ersatzteile

### für ACCUVAC Basic

WM 10655	Zubehörtasche für ACCUVAC
WM 15208	Wandhalterung für ACCUVAC, inklusive Montageset
WM 2610	Netz- und Ladegerät für 100-240 Volt Wechselspannung auf 12-V- Versorgungsbuchse, inkl. Netzanschlussleitung nach EN 50075 ("Europastecker") und Gebrauchsanweisung (für ACCUVAC, MODUL CapnoVol, MEDUMAT Elektronik) Zur Verwendung mit ACCUVAC Basic WM 10700 oder WM 10709 bitte Verbindungsleitung WM 10650 extra bestellen
WM 10650	12 V-Verbindungsleitung für ACCUVAC
WM 10673	Sicherung, DIN 72581-A8 für Autostecker
WM 10750	Steckerladegerät, komplett, nur für ACCUVAC Basic mit Europastecker und

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 2692	Länderadaptern für US, GB und AU Sicherung, Versorgungsspannung (F1) und Akku (F2) für ACCUVAC Rescue und Basic
WM 10665	Schalldämpfer für ACCUVAC
WM 10723	Schlauchhalterplatte, grün für ACCUVAC Basic
WM 10747	Bleiakku, für ACCUVAC Basic
WM 10635	Dichtungsring für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 15397	Set Entriegelungstaste, grün für ACCUVAC Basic

### Gebrauchsanweisungen

WM 16137	Gebrauchsanweisung ACCUVAC Basic, DE
WM 16189	Gebrauchsanweisung Einmal-Sammelbehälter DE
WM 16190	Gebrauchsanweisung Mehrweg-Sammelbehälter DE

### Zubehör und Ersatzteile für Mehrweg-Sammelbehälter

WM 15261	Umrüstsatz Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC bestehend aus: Set Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15269), Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15271)
WM 10631	Sammelbehälter 900 ml für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10632	Filterdeckel für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10636	Sekretdeckel für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 10643	Kugel für Mehrweg-Sammelbehälter
WM 15271	Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC inkl. Befestigungsmaterial
WM 15229	Set Spülglas für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC bestehend aus: Sammelbehälter 900 ml (WM 10631), Halterset für Mehrweg-Sammelbehälter (WM 15271)
WM 10675	Bakterien-Filter für Mehrweg-Sammelbehälter für Accuvac
WM 15246	Bakterienfilter-Set I für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (25 x WM 10675)
WM 15247	Bakterienfilter-Set II für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (50 x WM 10675)
WM 15248	Bakterienfilter-Set III für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (100 x WM 10675)
WM 10662	Absaugschlauch 10/2,5 1300 mm lang für Mehrweg-Sammelbehälter für Accuvac
WM 15307	Absaugschlauch-Set I für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (10 x WM 10662)
WM 15308	Absaugschlauch-Set II für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (20 x WM 10662)

WM 15309	Absaugschlauch-Set III für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (50 x WM 10662)
WM 10666	Endstück mit Fingertip für Mehrweg-Sammelbehälter für Accuvac
WM 15324	Endstück mit Fingertip-Set I für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (10 x WM 10666)
WM 15325	Endstück mit Fingertip-Set II für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (20 x WM 10666)
WM 15326	Endstück mit Fingertip-Set III für Mehrweg-Sammelbehälter für ACCUVAC (50 x WM 10666)
WM 15363	Set Verstärkungsklammer für Mehrweg- sammelbehälter ACCUVAC (1x WM 10641)

### Zubehör und Ersatzteile für Einmal-Sammelbehälter

WM 15262	Umrüstsatz Einmal-Sammelbehälter für ACCUVAC bestehend aus: Set Einmal-Sammelbehälter (WM 15268), Set Korbhalter (WM 15172)
WM 15172	Set Korbhalter für Einmal-Sammelbehälter für ACCUVAC
WM 15268	Set Einmal-Sammelbehälter für ACCUVAC bestehend aus: Einmal-Sammelbehälter kompl. (WM 10730), Verbindungsschlauch (WM 10740)
WM 10740	Vakuumschlauch für Einmal-Sammelbehälter
WM 10730	Einmal-Sammelbehälter kompl.für ACCUVAC bestehend aus: Sammelbehälter 1000 ml (WM 10731), Einmal-Absaugbeutel (WM 10732), Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10733),
WM 10731	Einmalsammelbehälter 1000 ml, ohne Absaugschlauch
WM 10732	Einmalabsaugbeutel für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventilfilter für Einmal- Sammelbehälter
WM 15226	Einmalabsaugbeutel-Set I für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventil für Einmal-Sammelbehälter (10 x WM 10732)
WM 15227	Einmalabsaugbeutel-Set II für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventil für Einmal-Sammelbehälter (20 x WM 10732)

WM 15228	Einmalabsaugbeutel-Set III für ACCUVAC mit Deckel und Überlaufventil für Einmal-Sammelbehälter (50 x WM 10732)
WM 10738	T-Stück für Einmalsammelbehälter
WM 10733	Absaugschlauch mit Fingertip für Einmal-Sammelbehälter
WM 15327	Absaugschlauch-Set I für Einmal-Sammelbehälter mit Fingertip für ACCUVAC (10 x WM 10733)
WM 15328	Absaugschlauch-Set II für Einmal-Sammelbehälter mit Fingertip für ACCUVAC (20 x WM 10733)
WM 15329	Absaugschlauch-Set III für Einmal-Sammelbehälter mit Fingertip für ACCUVAC (50 x WM 10733)

### Absaugkatheter für Absauggeräte

WM 15311	Absaugkatheter Ch, 05 Ø 1,3 mm - Set I für ACCUVAC und MANUVAC (10 x WM 5154)
WM 15312	Absaugkatheter Ch, 05 Ø 1,3 mm - Set II für ACCUVAC und MANUVAC (20 x WM 5154)
WM 15313	Absaugkatheter Ch, 05 Ø 1,3 mm - Set III für ACCUVAC und MANUVAC (50 x WM 5154)
WM 15314	Absaugkatheter Ch, 06 Ø 2,0 mm - Set I für ACCUVAC und MANUVAC (10 x WM 5156)
WM 15315	Absaugkatheter Ch, 06 Ø 2,0 mm - Set II für ACCUVAC und MANUVAC (20 x WM 5156)
WM 15316	Absaugkatheter Ch, 06 Ø 2,0 mm - Set III für ACCUVAC und MANUVAC (50 x WM 5156)
WM 15317	Absaugkatheter Ch, 10 Ø 3,0 mm - Set I für ACCUVAC und MANUVAC (10 x WM 5158)
WM 15318	Absaugkatheter Ch, 10 Ø 3,0 mm - Set II für ACCUVAC und MANUVAC (20 x WM 5158)
WM 15319	Absaugkatheter Ch, 10 Ø 3,0 mm - Set III für ACCUVAC und MANUVAC (50 x WM 5158)

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 15296	Absaugkatheter Ch, 12 Ø 4,0 mm - Set I für ACCUVAC und MANUVAC (10 x WM 5159)
WM 15297	Absaugkatheter Ch, 12 Ø 4,0 mm - Set II für ACCUVAC und MANUVAC (20 x WM 5159)
WM 15298	Absaugkatheter Ch, 12 Ø 4,0 mm - Set III für ACCUVAC und MANUVAC (50 x WM 5159)

## Serviceleistungen

### Flaschenfüllungen (Sauerstoff)

WM 000009	Flaschenfüllungen (Sauerstoff) für: 0,2- und 0,3-l-Flasche
WM 000010	Flaschenfüllungen (Sauerstoff) für: 0,8- bis 4,0-l-Flasche
WM 000011	Flaschenfüllungen (Sauerstoff) für: 5,0-l-Flasche
WM 000012	Flaschenfüllungen (Sauerstoff) für: 10,0- und 11-l-Flasche

### TÜV-Gebühren

WM 0040	TÜV-Prüfung Sauerstoff-Flasche (Stahl), beinhaltet Austausch des Flaschenventils
WM 0041	TÜV-Prüfung Sauerstoff-Leichtflasche, beinhaltet Austausch des Flaschenventils

### Arbeitskosten

WM 01-7	Arbeitseinheit 1 (5 min.)
WM 01-08	Arbeitseinheit 2 (5 Minuten)

### O2-Flaschenumlackierungen (weiß)

WM 0144	O2-Flaschenumlackierungen, weiß, nur in Verbindung mit Flaschenfüllung 0,3- bis 3,0-l-Flasche
WM 0145	O2-Flaschenumlackierungen, weiß, nur in Verbindung mit Flaschenfüllungen 5,0 bis 11,0-l-Flasche
WM 0146	O2-Flaschenumlackierungen, weiß, nur in Verbindung mit Flaschenfüllungen 2,0-l Sauerstoff-Leichtflasche

### Wartungspauschalen für Sauerstoff-Druckminderer

WM 0130	Pauschale für Wartung von Sauerstoff-Membran- Druckminderern WM 1500/1501, 5 Jahre, inkl. Filterschraubenwechsel
WM 0131	Pauschale für Prüfung und Wartung des Klein- Druckminderers WM 3311, 5 Jahre
WM 0147	Pauschale für Wartung von Sauerstoff- Druckminderern OXYWAY Fix, 4 Jahre, inkl. Filterschraubenwechsel

Nr. 129793 - Stand 01.08.2009

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. Alle Preise ausschließlich MwSt.

WM 0148	Pauschale für Wartung von Sauerstoff-Druckminderern OXYWAY Fine, 4 Jahre, inkl. Filterschraubenwechsel
WM 0149	Pauschale für Wartung von Sauerstoff-Druckminderern OXYWAY Fast und OXYTRON 3, 4 Jahre, inkl. Filterschraubenwechsel
WM 0150	Pauschale für Filterschraubenwechsel, 2 Jahre