

PM-60 Handpulsoximeter

...inklusive Fingerclipsensor



Überwachungsparameter:

Sauerstoffsättigung, Pulsfrequenz, Pulsstärke und Pulsweite

Merkmale:

- Einstellbare Alarmgrenzen
- 96 Std. Trendspeicher
- Graphische Kurvendarstellung
- Puls und SpO2
- Herausnehmbarer Akku für bis zu 24 h
- Hochauflösender LCD Display
- Pitch-Ton
- Akustische und visuelle Alarme
- Infrarot-Technologie
- Tragetasche
- Ladestation
- Tastensperre bei Langzeitüberwachung

➤ OPTIONAL:

- Ladestation inkl. Li-Ion-Akku
- Bettenhalterungs-Set
- Daten Management Software für PC
- Tragetasche
- Schutzhülle
- SpO2-Abnehmer für Erwachsene, Kinde und Neugeborene verfügbar als: Fingerclip, Y-Sensor, Wrapsensor, Ohrsensor, Klebesensor, SoftTip;

➤ Lieferumfang:

- Pulsoximeter PM 60
- Fingerclipsensor für Erwachsene
- 3x AA Standart-Batterie
- Clip-Band
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- **SpO2**
 - Messbereich: 0-100%
 - Genauigkeit: +/- 2% bei 70-100%
 - Obere Alarmgrenze: 100% & Aus
 - Untere Alarmgrenze: 50% & Aus
- **Pulsfrequenz**
 - Messbereich: 18- 300 Schläge/min.
 - Genauigkeit: +/- 3 bpm
 - Obere Alarmgrenze: 300 bpm & aus
 - Untere Alarmgrenze: 18 bpm & aus
- **Farb TFT 2,4 Zoll**
- **Trendspeicher**
 - Sättigungs- und Pulsfrequenzspeicher (max. 76 Stunden)
- **Drucker / PC-Ausgang**
 - Serielle oder Infrarotschnittstelle
- **Stromversorgung**
 - Lithium-Ion Akku bis 24 Std.
 - 3 AA Batterien bis 36 Stunden
 - Ladestation
 - Automatisches Standby
- **Abmessungen**
 - 55 x 120 x 30 mm (B x H x T)
- **Gewicht**
 - Max. 300 g inkl. Batterien
- **Garantie**
 - 2 Jahre
- **CE-Zeichen**

Vertrieb durch:

www.praximed.com
info@praximed24.eu
Fax 037754-2393



MESA Medizintechnik GmbH
Postfach 1152
Schärfelmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: +49 8857 6918-0
Fax: +49 8857 6918-29
www.mesamed.de
info@mesamed.de