

Untersuchungshandschuhe aus Vinyl  
steril, beidhändig passend  
für den Einmalgebrauch



# Vinyl 2000 steril gepudert

# Vinyl 2000 steril puderfrei



MDD 93/42/EEC

**CE** 0124

EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby  
Meditrade GmbH  
Kiefersfelden  
GERMANY

04/2008

frei von allergenen Proteinen  
frei von Akzeleratoren



# Vinyl 2000 steril PP

# Vinyl 2000 steril PF

## ► Die Verwendung in Medizinischen Bereichen

- Unser VINYL 2000 steril ist zur Verwendung in medizinischen Bereichen geeignet
- Für den AQL-Wert von 1,5 für die Dichtigkeit bzw. die Übereinstimmung mit der EN 455 liegt ein DEKRA Zertifikat vor

## ► Die Hautfreundlichkeit

Wegen qualitativer und quantitativer Akzeleratorfreiheit einsetzbar bei **Typ-IV-Allergien.** \*)

Dieses Produkt ist frei von allergenen Proteinen, die zu Schockzuständen führen können \*\*), und einsetzbar bei **Typ-I-Allergien.** \*)

Wenden Sie sich bitte bei Allergiefragen zu Handschuhen an uns.

## ► Die Handhabung und der Komfort

des VINYL 2000 steril und steril puderfrei gelten in Anwenderkreisen als absolut hervorragend, durch seine weiche Konsistenz, die hohe Tastsensibilität, die hohe Reißfestigkeit und Sicherheit.

## ► Die Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

**Hinweis:** Unsere "Gentle Med Cremelotion W/O" ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

\*) Heese u.a., in: Deutsches Ärzteblatt, 86. Jahrgang, Heft 46, \*\*) Baur u.a., in: Fortschritte der Medizin, 109. Jahrgang, Heft 31

Größe (gepudert)	REF	Box	Karton	Euro-Palette
klein (S)	8151S	50 Paar	4 Boxen	36 Karton
mittel (M)	8151M	50 Paar	4 Boxen	36 Karton
groß (L)	8151L	50 Paar	4 Boxen	36 Karton

Größe (puderfrei)	REF	Box	Karton	Euro-Palette
klein (S)	8251S	50 Stück	4 Boxen	36 Karton
mittel (M)	8251M	50 Stück	4 Boxen	36 Karton
groß (L)	8251L	50 Stück	4 Boxen	36 Karton